


Cum sa utilizezi corect dispozitivul Breezhaler




1. Trageți capacul în sus.



2. Deschideți inhalatorul: Țineți ferm baza inhalatorului și înclinați piesa bucală. Astfel deschideți inhalatorul.




3. Pregătiți capsula: Imediat înainte de utilizare, cu mâinile uscate, scoateți o capsulă din blister.




4. Introduceți capsula: Puneți capsula în locul său. ~~Neapărați niciodată capsula direct în piesa bucală.~~



5. Închideți inhalatorul: Închideți inhalatorul până auziți un „clic”.




6. Străpungeți capsula: • Țineți inhalatorul drept. • Străpungeți capsula în sus până simțiți un „clic”.




7. Eliberați complet butoanele laterale.



8. Expirați: Înainte de a introduce piesa bucală în gură, expirați complet.



9. Inspirați medicamentul. Pentru a inspira adânc, țineți inhalatorul în poziția în care este prezentat în imagine. În timp ce inspirați, apăsați ușor pe butonul de inspirație. După ce ați inspirat, țineți inhalatorul în poziția în care este prezentat în imagine. După ce ați inspirat, țineți inhalatorul în poziția în care este prezentat în imagine.




10. Notă: Pe măsură ce inspirați, informați-vă asupra presiunii în gât, buche și în abdomen.



11. Țineți-vă respirația: După ce ați inhalat medicamentul, țineți-vă respirația cel puțin 5-10 secunde sau cât este posibil.



12. După ce ați terminat de utilizare a inhalatorului, apăsați ușor pe butonul de inspirație și țineți-l în poziția în care este prezentat în imagine.



13. Marcați calendarul dozelor zilnice, există un calendar al dozelor zilnice. Bifați în căsuța corespunzătoare zilei în care ați luat medicamentul.