


## Cum sa utilizezi corect dispozitivul Breezhaler




1. Trageți capacul în sus.



2. Deschideți inhalatorul: Țineți ferm baza inhalatorului și înclinați piesa bucală. Astfel deschideți inhalatorul.




3. Pregătiți capsula: Imediat înainte de utilizare, cu mâinile uscate, scoateți o capsulă din blister.



4. Introduceți capsula: Puneți capsula în locul său până când auziți un „clic”. Nu puneți niciodată capsula direct în piesa bucală.



5. Închideți inhalatorul: Închideți inhalatorul până auziți un „clic”.




6. Străpungeți capsula: • Țineți inhalatorul drept, cu piesa bucală în sus și apăsați ferm, auziți un „clic”. • Străpungeți capsula în sus până când auziți un „clic”.




7. Eliberați complet butoanele laterale.



8. Expirați: Înainte de a introduce piesa bucală în gura, expirați complet.



9. Inspirați medicamentul. Pentru a inspira adânc, țineți inhalatorul în fața gurii și inspirați până când auziți un sunet. După ce ați inspirat, țineți inhalatorul în fața gurii și inspirați adânc.




10. Notă: Pe măsură ce inspirați, înfornați ușor capsula în gât, în buză și apăsați ușor pe inhalator.



11. Țineți-vă respirația: După ce ați inhalat medicamentul, țineți-vă respirația cel puțin 5-10 secunde sau cât este posibil.



12. După ce ați terminat de utilizat inhalatorul, aruncați-l în secheta de deșeurile medicamentale și apăsați ușor pe inhalator.



13. Marcați calendarul dozelor zilnice, există un calendar al dozelor zilnice. Bifați în căsuța corespunzătoare zilei în care luați medicamentul.