

Spacerul (camera de inhalatie) se ataseaza spray-urilor si functioneaza ca un rezervor din care poate fi inhalat medicamentul.

Asigura-te ca este compatibil cu inhalatorul pe care il utilizezi.

Tipuri de spacere:



Nebu Chamber cu mască facială



Spacer (volumatic)

OptiChamber



Baby-haler

Avantajele utilizarii spacerului:

- îmbunătățește considerabil distribuția medicației inhalatorii
- elimină cantitatea de pulbere pierdută prin necoordonarea inspirului cu activarea spray-ului
- nu mai este necesară coordonarea inspirului cu declansarea dispozitivului inhalator

Trebuie să acționezi o singură dată inhalatorul, eliberând câte un puf în spacer, apoi trebuie să inhalezi imediat, repetând acțiunea ori de câte ori este necesar. Respira profund.